

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of several overlapping circles in various shades of blue and teal, of different sizes, creating a bubbly effect.

Licencia Médica Electrónica

Instalación LME

- Crear una carpeta en el escritorio del PC llamada Kit I-Med
- Descargar los drivers:
 - Drivers del lector desde www.i-med.cl Opción descargas

Autentia

Instalador Autentia 4.0

Para Windows 7 64bits debe descargar FPSensor64 y reemplazar en la carpeta donde realizo

Click aquí
(W XP / W7)

Drivers Lector Huella


Drivers del Lector de Huella UareU 3.3.0
(Archivo RAR) (para Windows Vista, XP y 7)

Drivers lector de huella U.are.U para Windows 7 64bits.

Click Aquí
(W 7 de 64 bits)

Soporte Online

Archivo Cliente Soporte
(Archivo .exe)



- Instalador autentia 4.0

Autentia

Instalador Autentia 4.0

Para Windows 7 64bits debe descargar FPSensor64 y reemplazar el que existe en la carpeta donde realizo la instalación.

Drivers Lector Huella


Drivers del Lector de Huella UareU 3.3.0
(Archivo RAR) (para Windows Vista, XP y 7)

Drivers lector de huella U.are.U para Windows 7 64bits.

Soporte Online


Archivo Cliente Soporte Online
(Archivo .exe)

Click aquí






Guardar en
Kit I-Med


En caso que el sistema operativo es W7 de 64 bits descargar:
- FP sensor 64




En la carpeta Kit I-Med extraer el drivers del lector y abrir









Next



Next




Finish





Click aquí


En la carpeta Kit I-Med ejecutar el instalador Autentia




Doble click

Ejecutar como administrador






Siguiente



Instalar


Para Windows 7 de 64bits debe descargar FPSensor64 y reemplazar el que existe en la carpeta donde realizo la instalación:


-Ruta c:/autentia/bin



Finalizar


Crear el acceso directo para la dirección :
<http://www.licencia.cl/v2/produccion/sesiones/nueva>







Examinar


Para W7 de 32 bits
Click en Archivos de Programas




Click en equipo,
Click en C:

Para W7 de 64bits
Click en Archivos de Programas (x86)





Siguiente



Ingresa el nombre del acceso y Finalizar

