



Manual de Usuario Autentia



Acceso al sitio

# Usuario Autentia



Ingresa al sitio  
[www.autentia.cl/home](http://www.autentia.cl/home)

A screenshot of the "FPLLogin Login" page on the Autentia website. The page features the Autentia logo and the text "IDENTIDAD GARANTIZADA". Below the logo, it says "Ingresa su RUT y Dígito Verificador". There is a text input field for the RUT and a button labeled "Aceptar". A button labeled "Terminar" is also visible. An orange callout line points from the text box on the right to the input field.

Ingresa el RUT del usuario  
autorizado y haga click en Aceptar

Acceso al sitio



Manual de Usuario Autentia


# Autenticación



# Usuario Autentia



Ingresar huella del dedo registrado para  
comprobar identidad



Autenticación



Manual de Usuario Autentia

# Verificación de Identidad



# Usuario Autentia



**VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD**

Ingrese la CI a verificar:  -

**Procesar**

Ingresa RUT e incluyendo guión  
y el dígito verificador

Verificación de Identidad

# Usuario Autentia





**Verificación de huella**





**autentia** **i-med**  
IDENTIDAD GARANTIZADA En línea con la salud

CI: 12.051.211-0

Por favor, coloque el INDICE DERECHO en el LECTOR

Coloque el dedo sobre el lector de huellas digitales. El sistema verificará los datos biométricos en la base de datos de I-MED y de Autentia S.A., y el resultado de tales datos para verificar su identidad contra los datos almacenados de conformidad a la ley. En caso que la colocación de mi huella digital no implique el otorgamiento de dicha autorización, comunicaré tal circunstancia a I-Med y/o Autentia a través de carta dirigida a Av. 11 de septiembre 1901 piso 3 o al correo electrónico: soporte@autentia.cl, a fin que se tomen las medidas del caso.

Cancelar

Ingresar huella de persona que desea verificar

Verificación de Identidad

# Usuario Autentia



En caso de que la persona sea verificada por el sistema, mostrará el siguiente resultado.

**VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD**

**La verificación fue APROBADA**

Datos de la Persona Verificada	Imagen Huella Dactilar
Rut: 17.007.000-11 Nombre: JARA GALLEGUILLOS, FERNANDA	 INDICE DERECHO
Datos del Operador Rut: 17.007.000-11 Nombre: JARA GALLEGUILLOS, FERNANDA	
Fecha de hoy 2014-02-20 17:32:53	
AYMD-T49H-DSLN-WJ26	

[Volver](#) [Imprimir](#)



Verificación de Identidad



# Usuario Autentia





Verificación de huella





 **autentia** IDENTIDAD GARANTIZADA  **i-med** En línea con la salud

CI: 12.051.211-0

**RECHAZADO**  
Por favor, reintente

colocar el dedo sobre el lector de  
las autorizo expresamente la  
ripción y almacenamiento de mis  
personales en la base de datos de  
S.A. y de Autentia S.A., y el  
miento de tales datos para  
ficar mi identidad contra los datos  
macenados de conformidad a la ley.  
la colocación de mi huella  
implique el otorgamiento de  
ación, comunicaré tal  
a I-Med y/o Autentia a  
ta dirigida a Av. 11 de  
001 piso 3 o al correo  
soporte@autentia.cl, a fin  
las medidas del caso.



Cancelar

Si la identidad consultada no coincide con la huella ingresada a través del lector, tendrá cuatro intentos para que lo identifique.

Verificación de Identidad

# Usuario Autentia



De lo contrario mostrará el siguiente mensaje.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

**La verificación fue RECHAZADA**

La CI verificada fue: 17 007 080 K

La razón del rechazo fue: Demasiados intentos

[Volver](#)

Si la huella no está enrolada, el sistema solicitará que un ejecutivo con el perfil de Enrolador la ingresa al sistema.

Verificación de Identidad



Manual de Usuario Autentia


# Perfil de Usuarios



# Usuario Autentia



El usuario administrador, tendrá los permisos para ingresar a los perfiles de usuarios



Para ingresar a esta opción, haga click en "Usuarios", ubicado en el menú superior

Perfil de Usuario

# Usuario Autentia



## PERFILES DE USUARIOS

Listar usuarios con perfil

Agregar perfil a usuario

Quitar perfil a usuario

Buscar perfiles de usuario

Luego de seleccionar "Usuarios",  
podrá ingresar a estas opciones

Perfil de Usuario



Manual de Usuario Autentia

# Agregar Perfil de Usuario



# Usuario Autentia



A través de esta opción, podrá escoger el tipo de permiso de un usuario determinado

**AGREGAR PERFIL A USUARIO**

Ingrese la CI a registrar:

Seleccione el perfil de usuario: --Seleccione perfil--

- Seleccione perfil--
- Administrador
- Administrador DCDA
- Verificador
- Enrolador

Administrador:  
Usuario  
administrador de  
perfiles.

Administrador  
DCDA: No aplica  
para ésta versión  
de software.

Verificador: Perfil  
validador de  
identidad de una  
persona.

Enrolador: Verifica  
identidad de una  
persona, además  
puede registrar en  
sistema Autentia  
(Base de datos).

Agregar Perfil de Usuario

# Usuario Autentia



Una vez realizado el proceso, aparecerá el siguiente mensaje.

AGREGAR VERIFICADOR

**El Registro fue APROBADO**

CI ingresada: 6223206-4

Institución: I-Med

[Volver](#)

Si el usuario que intenta perfilar, no está enrolado. El sistema solicitará automáticamente que realice la operación de enrolamiento antes de asignar perfil.

Agregar Perfil de Usuario





Manual de Usuario Autentia

# Enrolar persona de institución



# Usuario Autentia



Al intentar realizar una operación del menú señalado con anterioridad, se podría detectar una identidad no registrada, en caso de presentarse esta situación, siga las siguientes instrucciones.

Ingrese los datos del número de serie del cedula, debe digitar esta información tal como se encuentra en el CI. Respetando las mayúsculas.

## Enrolar persona de institución

# Usuario Autentia



Ingrese los datos personales solicitados en el formulario

A screenshot of a web form titled "Ingreso sus datos personales" (Enter your personal data). The form is on a blue background. At the top left is the "autentia" logo with the tagline "IDENTIDAD GARANTIZADA". At the top right is the "i-med" logo. The form fields include: "RUT" with a text box containing "13664349" and a dropdown showing "5"; "Apellido Paterno" with a text box; "Apellido Materno" with a text box; "Nombres" with a text box; "Fecha Nacimiento" with three small boxes for "dd", "mm", and "aaaa"; and "Sexo" with two radio buttons, "Masculino" (selected) and "Femenino". At the bottom are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". An orange callout bubble points to the "Aceptar" button.

autentia  
IDENTIDAD GARANTIZADA

i-med

Ingreso sus datos personales

RUT 13664349 5

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Fecha Nacimiento dd mm aaaa

Sexo ☒ Masculino ☐ Femenino

Aceptar Cancelar


Una vez ingresado los datos, haga click en "Aceptar"

Enrolar persona de institución

# Usuario Autentia



Se le solicitará una huella del usuario a enrolar.



Para seleccionar dedo, utilice flechas del teclado.



Enrolar persona de institución

# Usuario Autentia



En caso de obtener un resultado positivo, aparecerá la siguiente imagen

**VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD**

**El enrolamiento fue ACEPTADO**

<b>Datos de la Persona Verificada</b> Rut: 13.664.349-5 Nombre: TORO ROJAS, CATHERINE TAMARA	<b>Imagen Huella Dactilar</b>  <b>INDICE DERECHO</b>
<b>Datos del Operador</b> Rut: 13.664.349-5 Nombre: TORO ROJAS, CATHERINE TAMARA	
<b>Fecha de hoy</b> 2008-05-13 04:38:46	
RPLY-S043-KMVP-JKSME	

[Volver](#) [Imprimir](#)

Proceso de enrolamiento ha completado exitosamente.

Enrolar persona de institución



Manual de Usuario Autentia

## Listar Usuarios con Perfil



# Usuario Autentia



A través de esta opción, podrá escoger el tipo de perfil que requiere listar.

A screenshot of a web application interface with a blue background. At the top, the title "LISTAR USUARIOS CON PERFIL" is displayed in white. Below the title is a form with a label "Seleccione el perfil de usuario" and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options: "--Seleccione perfil--", "Administradores", "Verificadores", "Empiladores", and "ReEmiladores". The "Administradores" option is currently selected and highlighted in blue. A small orange arrow points from the "Procesar" button to the dropdown menu.

Una vez seleccionado el perfil, haga click en "Procesar" y recibirá lista de usuarios.

Listar Usuarios con Perfil



Manual de Usuario Autentia

# Quitar Perfil de Usuario





# Usuario Autentia



**ELIMINAR PERFIL A USUARIO**

Ingrese la CI a eliminar

Seleccione el perfil de usuario --Seleccione perfil--

- Seleccione perfil--
- Administrador
- Administrador DCDA
- Verificador
- Enrolador

Ingresar RUT de usuario que desea remover y escoger tipo de perfil.

Click en "Procesar"

Quitar Perfil de Usuario

# Usuario Autentia



Una vez finalizada la operación, aparecerá el siguiente mensaje.

Quitar Perfil de Usuario



Manual de Usuario Autentia

# Buscar Perfil de Usuario



# Usuario Autentia



**BUSCAR PERFILES DE USUARIO**

Ingrese la CI a buscar:

Para realizar la búsqueda,  
ingrese RUT del usuario y haga  
click en "Procesar"

Buscar Perfil de Usuario

